



ルディスイス社 製品案内

元素分析装置用各種消耗品





## ルディスイス社製品について

ルディスイス社 (LUDI SWISS AG) は、スイスの金属加工メーカーであり、一般的な実験用消耗品から元素分析装置用消耗品まで幅広く供給しております。特に元素分析用前処理装置の消耗品に関しては、Thermo、Leco、PerkinElmer、Elementar社に対応した、高品質で低ブランクな消耗品をお求めやすくご提供いたします。

## INDEX

### ●ThermoFisher Scientific製 元素分析装置に使える消耗品

01. Flash2000、FlashEA1112、EA1110、2500、1108、1500等に使用できる消耗品 (カプセル関係)	
【固体用スズカプセル Sn:97.5%】	4
【個体用洗浄スズカプセル Sn:97.5%】	4
【液体用スズカプセル Sn:99.9%】	4
【固体用銀カプセル Ag:99.99%】	4
【液体用銀カプセル Ag:99.99%】	4
02. Flash2000、FlashEA1112、EA1110、2500、1108、1500等に使用できる消耗品と試薬	
【スズディスク Sn:97.5%】	5
【酸化・還元触媒 その他試薬】	5
【燃焼管・パッキン・吸収管等】	6
【充填済燃焼管】	6

### ●LECO製 元素分析装置に使える消耗品

01. FP928、828等に使用できる消耗品 (カプセル関係)	
【固体用スズカプセル Sn:97.5%】	7
【固体用銀カプセル Al:99.99%】	7
【液体用カプセル Sn:99.9%】	7
【スズペレット(融剤) Sn:99.9%】	7
02. FP928、828等に使用できる消耗品と試薬	
【試薬等】	8

### ●PerkinElmer製 元素分析装置に使える消耗品

01. 2400II等に使用できる消耗品 (カプセル関係)	
【固体用スズカプセル Sn:97.5%】	9
【個体用洗浄スズカプセル Sn:97.5%】	9
【固体用銀カプセル Sn:99.99%】	9
【スズディスク Sn:97.5%】	9
【液体用平底アルミニウムカプセル Al:99.8%】	9
02. 2400II等に使用できる消耗品と試薬	
【試薬等】	10

### ●Elementar製 元素分析装置に使える消耗品

01. vario EL cube等に使用できる消耗品 (カプセル関係)	
【固体用カプセル Sn:97.5%】	11
【スズ箔カップ Sn:97.5%】	11
【液体用カプセル Sn:99.9%】	11
02. vario EL cube等に使用できる消耗品と試薬	
【試薬等】	12

### ●その他消耗品

【ニッケルカプセル】	13
【スズディスク】	13
【DSC用アルミニウムパン、カバー Al:99.5%】	13
【スズポット Sn:97.5% Ag:99.99% Al:99.0%】	13
【銀ポット Ag:99.99% Al:99.0%】	14
【アルミニウムポット Al:99.0%】	14
【アルミニウム重量測定用パン Al:99.0%】	14
【水分測定用アルミニウムパン】	14

〈ご注文に当たってのお願い〉

- ・1回のご注文金額が20,000円未満につきましては、800円(税別)の発送手数料を申し受けます。
- ・本製品案内に掲載した価格は品質の向上、為替の変動により予告なく変更される場合があります。

### 固体用すずカプセル Sn:97.5%

固体サンプル用にプレス加工されたカプセルになります。洗浄処理をしなくてもそのままご使用いただくことも可能ですが、厳しい条件で分析をされる場合は洗浄済みカプセルをご使用ください。




### 個体用洗浄済みすずカプセル Sn:97.5%

既に洗浄処理されたカプセルを96Well専用容器に納めました。開封したらそのまますぐにご使用いただけます。

### 液体用すずカプセル Sn:99.9%

液体サンプルにプレス加工されたカプセルになります。洗浄処理をしなくてもそのままご使用いただくことが可能ですが、厳しい条件で分析をされる場合は、溶媒による洗浄を実施してください。



### 固体用銀カプセル Ag:99.99%

銀カプセルは長期間空気にさらされると、空気中の酸素により表面が酸化される可能性がございます。その場合は、使用前に375℃で1時間ほど加熱することにより酸素を除去できます。長期保管を予定される場合は、不活性ガス中での保管を推奨いたします。



### すずディスク Sn:99.9% Sn:97.5%

お客様にてカプセルを自作いただくことが可能です。

※こちらから、すずディスクの成型動画をご覧ください。



### 充填済み燃焼管

通常燃焼管を作成いただくと、購入いただいた充填試薬が中途半端に余ったり、足りなくなってしまうリスクを排除した充填済みの燃焼管になります。



### すずペレット(融剤) Sn:99.9%

金属及びセラミックスの酸素、窒素、水素分析の際に使用する融剤になります。

### すず箔カップ Sn:97.5%

蛋白質等の有機物中における全窒素定量法である、デュマ燃焼法分析に対応しております。

### ニッケルカプセル

金属及びセラミックスのO、N、H定量分析を対象としたカプセルになります。

### DSC用アルミニウムパン、カバー Al:99.5%

示差走査熱量測定に使用できるサンプルパンとカバーがセットになっております。オートサンプラーにも対応しており、多くのDSC装置にて実績があります（マイナス170～600℃まで対応）。ご使用の装置で使えるか確認したい場合は、サンプル評価も可能ですのでお気軽にご相談ください。

### すずボート Sn:97.5% Ag:99.99% Al:99.0%

すずの材質で構成された主に固体サンプルを分析するボート形状の分析容器になります。

### 銀ボート Ag:99.99% Al:99.0%

銀の材質で構成された主に固体サンプルを分析するボート形状の分析容器になります。

### アルミニウムボート Al:99.0%

アルミニウムの材質で構成された主に固体サンプルを分析するボート形状の分析容器になります。

### アルミニウム重量測定用パン Al:99.0%

電子天秤等でサンプルの重量を測定いただく際にご使用いただくパンになります。使いやすさを追求した「ふちあり」のご提案も可能です。

### 水分測定用アルミニウムパン

赤外線・ハロゲン水分計等に使用できるオイルフリーのサンプル調製アルミニウムパンになります。温度範囲はマイナス170～600℃と広範囲です。



# ThermoFisher Scientific 製 元素分析装置に使える消耗品

01 Flash2000、FlashEA1112、EA1110、2500、1108、1500等に使用できる消耗品 (カプセル関係)

## ■ 固体用すすカプセル Sn:97.5%

ルディ品番	Thermo品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9811.26	24006400	5	9	0.15	250	9,000
76.9805.26	24005300	3.3	5	0.03	250	9,000
76.1624.00	25208000	9	10	0.63	75	4,500

## ■ 固体用洗浄済すすカプセル Sn:97.5%

ルディ品番	Thermo品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.1406.70	24006400	5	8	0.12	96	9,000

## ■ 液体用すすカプセル Sn:99.9%

ルディ品番	Thermo品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
84.9906.26	24008810	3	6	0.025	250	13,000
84.9903.26	24008820	2	5	0.012	250	17,000
84.9921.26	24007200	3.5	9	0.07	250	13,000
84.9900.26	24007000	1.06	5.5	0.003	250	17,000

## ■ 固体用銀カプセル Ag:99.99%


ルディ品番	Thermo品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9807.36	24005400	4	6	0.07	250	15,000
76.9811.36	24005405	5	9	0.15	250	17,000

## ■ 液体用銀カプセル Ag:99.99%

ルディ品番	Thermo品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
84.9903.36	24005100	2	5	0.012	250	35,000



76.9811.26  
すすカプセル (個体)



76.1406.70  
個体用洗浄済すすカプセル



84.9921.26  
すすカプセル (液体)



84.9900.26  
すすカプセル (液体)



76.9811.36  
銀カプセル (個体)



84.9903.36  
銀カプセル (液体)

# ThermoFisher Scientific 製 元素分析装置に使える消耗品

02 Flash2000、FlashEA1112、EA1110、2500、1108、1500等に使用できる消耗品と試薬

## ■すずディスク Sn:97.5%

ルディ品番	Thermo品番	直径 (mm)	厚さ (mm)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9870.25	25208015	30	0.012	100	7,000

## ■酸化・還元触媒 その他試薬

ルディ品番	Thermo品番	製品名	入数	希望小売価格 税別 (円)
99.0601.00	33821710	酸化銅ワイヤー φ0.7 mm	100g	5,000
99.0601.10	33835300	還元銅ワイヤー-CHN分析用 φ0.7 mm	100g	8,000
99.0602.00	33835310	ピュア還元銅CHNS分析用 φ0.7 mm	40g	7,000
99.0610.10	33822900	酸化クロム	25g	12,000
99.0620.10	33835420	タングステックアンヒドライド (アルミナ入り)	25g	15,000
99.0630.10	33824500	酸化銀コバルト	25g	25,000
99.0700.10	33822800	酸化コバルト	25g	22,000
99.0701.10	33823800	ニッケルプレーテッドカーボン	5g	30,000
99.0702.10	33824600	タングステックアンヒドライド	25g	20,000
99.0710.10	33822000	二酸化炭素吸収材	100g	18,000
99.0712.10	33821900	アンヒドロン	100g	17,000
99.0714.10	33825000	ニッケルウール	2g	7,000
99.0715.10	33822300	クオーツターニング	100g	8,000
99.0716.10	33822200	石英ウール	5g	4,000
99.0786.10	1117430	銀ウール	2g	9,000




76.9870.25  
すずディスク




99.0601.10  
還元銅ワイヤー-CHN分析用



99.0602.00  
ピュア還元銅CHNS分析用



99.0610.10  
酸化クロム



99.0630.10  
酸化銀コバルト



99.0701.10  
ニッケルプレーテッドカーボン



99.0712.10  
アンヒドロン



99.0714.10  
ニッケルウール



99.0715.10  
クオーツターニング



99.0716.10  
石英ウール



99.0786.10  
銀ウール

# ThermoFisher Scientific 製 元素分析装置に使える消耗品

02 Flash2000、FlashEA1112、EA1110、2500、1108、1500等に使用できる消耗品と試薬

## ■ 燃焼管・パッキン・吸収管等

ルディ品番	Thermo品番	製品名	入数	希望小売価格 税別 (円)
99.0720.10	26008206	パッキングGCカラムNCHS用 (SUS:2m)	1	150,000
99.0722.10	26008205	パッキングGCカラムNC用 (IR/MS用:3m)	1	150,000
99.0723.10	26007800	パッキングGCカラムS用 (0.8m)	1	60,000
99.0724.10	26007900	パッキングGCカラム酸素分析用 (1m)	1	50,000
99.0727.10	29030331	O-リング トップ	5	10,000
99.0728.10	29050567	O-リング ボトム	10	10,000
99.0729.10	46820070	NA石英燃焼/還元管 (18 mm)	2	19,000
99.0732.10	29032910	燃焼/還元管用 O-リング	10	8,000
99.0740.10	28110100	H <sub>2</sub> O吸収トラップ管 (スモール)	1	15,000
99.0741.10	28113090	CO <sub>2</sub> 吸収トラップ管 (ラージ)	1	20,000
99.0742.10	29013603	吸収トラップ管用 O-リング	2	6,000
99.0786.10	NA	銀ウール	2g	9,000

## ■ 充填済燃焼管


ルディ品番	製品名	分析 対象	充填剤	入数	希望小売価格 税別 (円)
SIAC.0733.20	炭素・窒素 測定用充填済燃焼管	炭素 窒素	酸化クロム 酸化銀コバルト	1	45,000
99.0733.10	硫黄測定用充填済燃焼管	硫黄	酸化タングステン 高純度還元銅	1	40,000



99.0722.10  
パッキングGCカラムNC用



99.0723.10  
パッキングGCカラムS用



99.0729.10  
NA石英燃焼/還元管



99.0732.10  
燃焼/還元用O-リング



99.0740.10  
H<sub>2</sub>O吸収トラップ管



99.0742.10  
吸収トラップ管用O-リング



99.0786.10  
銀ウール



SIAC.0733.20  
窒素・酸素測定用  
充填済燃焼管



99.0733.10  
硫黄測定用  
充填済燃焼管

# LECO 製 元素分析装置に使える消耗品

## 01 FP928、828等に使用できる消耗品 (カプセル関係)

### ■ 固体用すずカプセル Sn:97.5%

ルディ品番	LECO品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9800.26	502 227	3.2	4	0.02	250	9,000
76.1523.10	502 186	30	17	1.2	100	7,000

### ■ 固体用銀カプセル Al:99.99%


ルディ品番	LECO品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9800.36	502 206	3.3	4	0.02	250	15,000

### ■ 液体用カプセル Sn:99.9%

ルディ品番	LECO品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
84.9912.26	601 963	3.5	4	0.03	250	11,000
84.9921.26	502 187	3.5	9	0.07	250	13,000
84.1544.10	502 167	8	20	0.98	100	10,000
84.9928.26	501 059	5	13	0.25	100	6,000
84.9931.26	501 059 18	5	18	0.35	100	7,000
84.9929.26	502 040	6	15	0.42	100	7,000

### ■ すずペレット(融剤) Sn:99.9%


ルディ品番	LECO品番	直径 (mm)	高さ (mm)	入数	希望小売価格 税別 (円)
71.1516.10	764 242	5	1.5	454g	50,000



76.9800.26  
すずカプセル (固体)



76.1523.10  
すず箔カップ (固体)



76.9800.36  
銀カプセル (固体)



84.9912.26  
すずカプセル (液体)



84.9921.26  
すずカプセル (液体)



84.1544.10  
すずカプセル (液体)



84.9928.26  
すずカプセル (液体)



71.1516.10  
すずペレット



# LECO 製 元素分析装置に使える消耗品

## 02 FP928、828等に使用できる消耗品と試薬

### ■ 試薬等

ルディ品番	LECO品番	製品名	入数	希望小売価格 税別 (円)
99.0603.00	502 190	酸化銅ワイヤー φ0.5 mm	100g	7,000
99.0601.10	502 189	還元銅ワイヤー-CHN分析用 φ0.7 mm	100g	8,000
99.0603.11	502 282	高純度還元銅ワイヤー φ0.5 mmアンプル	100g	9,000
99.0716.10	502 177	石英ウール	5g	4,000
99.0702.10	502 181	タングステックアンヒドライド	25g	20,000
99.0750.10	502 208	スルファニルアミド標準	2g	12,000



99.0603.00  
酸化銅ワイヤー



99.0601.10  
還元銅ワイヤー-CHN分析用



99.0716.10  
石英ウール

# PerkinElmer 製 元素分析装置に使える消耗品

## 01 2400Ⅱ等に使用できる消耗品 (カプセル関係)

### ■ 固体用すずカプセル Sn:97.5%

ルディ品番	PerkinElmer品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9807.26	N2411334	4	6	0.07	250	9,000
76.9809.26	N2411362	5	8	0.12	250	10,000

### ■ 固体用洗浄済すずカプセル Sn:97.5%

ルディ品番	PerkinElmer品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.1406.70	N2411255	5	8	0.12	96	9,000

### ■ 固体用銀カプセル Sn:99.99%

ルディ品番	PerkinElmer品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9807.36	N2411364	4	6	0.07	250	15,000

### ■ すずディスク Sn:97.5%


ルディ品番	PerkinElmer品番	直径 (mm)	厚さ (mm)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9870.25	N2411363	30	0.012	100	7,000

### ■ 液体用平底アルミニウムカプセル Al:99.8%

ルディ品番	PerkinElmer品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
84.9909.16	00090709	3.2	7	0.03	250	12,000



76.9807.26  
すずカプセル (固体)



76.1406.70  
個体用洗浄済すずカプセル



76.9809.26  
すずカプセル (固体)



76.9807.36  
銀カプセル (固体)



76.9870.25  
すずディスク



84.9909.16  
液体用平底  
アルミニウムカプセル

# PerkinElmer 製 元素分析装置使える消耗品

## 02 2400Ⅱ等に使用できる消耗品と試薬

### ■ 試薬等

ルディ品番	PerkinElmer品番	製品名	入数	希望小売価格 税別 (円)
99.0603.00	02401092	酸化銅ワイヤー φ0.5 mm	100g	7,000
99.0601.10	02400117	還元銅ワイヤー-CHN分析用 φ0.7 mm	100g	8,000
99.0603.11	02401362	高純度還元銅ワイヤー φ0.5 mmアンプル	100g	9,000
99.0716.10	02401118	石英ウール	5g	4,000
99.0712.10	02401119	アンヒドロン	100g	17,000
99.0702.10	02401238	タングステックアンヒドライド	25g	20,000
99.0610.10	N2410092	酸化クロム	25g	12,000



99.0603.00  
酸化銅ワイヤー




99.0716.10  
石英ウール



99.0712.10  
アンヒドロン



99.0601.10  
還元銅ワイヤー-CHN分析用



99.0610.10  
酸化クロム

# Elementar 製 元素分析装置に使える消耗品

## 01 vario EL cube等に使用できる消耗品 (カプセル関係)

### ■ 固体用すずカプセル Sn:97.5%

ルディ品番	Elementar品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9805.26	05 003 395	3.3	5	0.03	250	9,000
76.9811.26	05 003 394	5	9	0.15	250	9,000

### ■ すず箔カップ Sn:97.5%

ルディ品番	Elementar品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.1523.10	05 000 429	30	17	1.2	100	7,000

### ■ 液体用カプセル Sn:99.9%

ルディ品番	Elementar品番	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
84.9921.26	03 951 619	3.5	9	0.07	250	13,000
84.9906.26	03 951 620	3	6	0.025	250	13,000
84.1544.10	05 000 311	8	20	0.98	100	10,000
84.9930.26	05 000 312	6.75	14	0.45	100	6,000
84.9927.26	05 000 481	4.75	11	0.15	250	15,000
84.9915.26	05 001 727	3.5	5.5	0.04	250	11,000



76.9805.26  
すずカプセル (固体)



76.9811.26  
すずカプセル (固体)



76.1523.10  
すず箔カップ (固体)



84.9921.26  
すずカプセル (液体)



84.9906.26  
すずカプセル (液体)



84.1544.10  
すずカプセル (液体)



84.9930.26  
すずカプセル (液体)



84.9927.26  
すずカプセル (液体)




84.9915.26  
すずカプセル (液体)

# Elementar 製 元素分析装置に使える消耗品

## 02 vario EL cube等に使用できる消耗品と試薬

### ■ 試薬等

ルディ品番	Elementar品番	製品名	入数	希望小売価格 税別 (円)
99.0603.00	05 001 039	酸化銅ワイヤー φ0.5 mm	100g	7,000
99.0601.10	05 000 699	還元銅ワイヤー-CHN分析用 φ0.7 mm	100g	8,000
99.0603.11	05 000 699	高純度還元銅ワイヤー φ0.5 mmアンプル	100g	9,000
99.0715.10	03 679 907	石英チップ	100g	8,000
99.0716.10	03 679 908	石英ウール	5g	4,000
99.0712.10	05 001 059	アンヒドロン	100g	17,000
99.0786.10	22 131 365	銀ウール	2g	9,000
99.0702.10	11.02-0008	タングステックアンヒドライド	25g	20,000



99.0603.00  
酸化銅ワイヤー



99.0716.10  
石英ウール



99.0712.10  
アンヒドロン



99.0601.10  
還元銅ワイヤー-CHN分析用



99.0786.10  
銀ウール

## その他消耗品

### ■ ニッケルカプセル

ルディ品番	仕様	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9803.26	NI99.98	3.2	7	0.04	250	35,000
76.9808.46	NI99.98	4.5	10	0.05	250	45,000
76.9808.48	NI99.6	4.5	10	0.05	250	43,000
76.9808.49	NI99.9	4.5	10	0.05	250	42,000
76.9817.44	NI99.2	7	16	0.46	100	20,000

### ■ すずディスク

ルディ品番	仕様	直径 (mm)	厚さ (mm)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9860.24	Sn99.9%	28	0.025	100	7,000
76.9870.25	Sn97.5%	30	0.012	100	7,000

### ■ DSC用アルミニウムパン、カバー Al:99.5%

ルディ品番	品名	直径 (mm)	高さ (mm)	厚さ (mm)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.1604.25	サンプルパン	3.5	1.63	0.1	400	20,000
	サンプルカバー	2.88		0.1	400	

### ■ すずボード Sn:97.5% Ag:99.99% Al:99.0%

ルディ品番	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9828.26	10	4	4.5	0.11	250	13,000
76.9831.26	12	4	2.7	0.12	250	13,000



76.9808.46  
ニッケルカプセル



76.9817.44  
ニッケルカプセル



76.1604.25  
DSC用アルミニウムパン・カバー



76.9828.26  
すずボード



76.9831.26  
すずボード

## その他消耗品

### ■銀ボート Ag:99.99% Al:99.0%

ルディ品番	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9828.26	6.5	3.5	2.5	0.04	250	21,000

### ■アルミニウムボート Al:99.0%

ルディ品番	幅 (mm)	長さ (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9825.16	6.5	3.5	2.5	0.04	250	8,000
76.9828.16	10	4	4.5	0.11	250	8,000
76.9831.16	12	4	2.7	0.12	250	8,500
76.9834.16	12	4	4.5	0.12	250	9,000
76.9837.12	25	7	7	1.12	50	5,000

### ■アルミニウム重量測定用パン Al:99.0%

ルディ品番	ふち	直径 (mm)	高さ (mm)	容量 (ml)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.9850.16	なし	6	2.5	0.035	250	8,000
76.9853.14	あり	13	3.5	0.35	100	4,000

### ■水分測定用アルミニウムパン

ルディ品番	仕様	直径 (mm)	高さ (mm)	入数	希望小売価格 税別 (円)
76.1547.10	Al 99.2	100	7	80	9,000
99.1001.27	メトラー社対応	100.5	7	80	8,000



76.9828.16  
アルミニウムボート




78.9831.16  
アルミニウムボート



76.9834.16  
アルミニウムボート



76.9837.12  
アルミニウムボート



76.9850.16  
アルミニウム重量測定用パン



76.9853.14  
アルミニウム重量測定用パン  
(取手付)




76.1547.10  
水分測定用アルミニウムパン



99.1001.27  
水分測定用アルミニウムパン  
(メトラー社対応)

●お問い合わせ、ご用命は次の取次店へ



製造元

 **LÜDISWISS**  
Metal in Form.

Muhlegasse23  
CH-9230Flawil, Switzerland


総販売元



**SHOKO** 昭光サイエンス株式会社  
SCIENCE

東日本営業所：〒105-8432 東京都港区芝公園 2-4-1 TEL.03-3459-5104 FAX.03-3459-5081  
西日本営業所：〒530-0003 大阪市北区堂島 2-2-2 TEL.06-6450-0329 FAX.06-6450-0297  
名古屋営業所：〒450-6323 名古屋市中村区名駅 1-1-1 TEL.052-589-3570 FAX.06-6450-0297  
福岡営業所：〒810-0001 福岡市中央区天神 4-1-1 TEL.092-753-9957 FAX.06-6450-0297  
横浜事業所：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南 1-3-3 TEL.045-913-6688 FAX.045-913-5802  
埼玉事業所：〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷 4-7-3 TEL.0480-35-2915 FAX.0480-35-2930  
本社：〒225-0012 横浜市青葉区あざみ野南 1-3-3 TEL.045-913-5808 FAX.045-913-5802

ホームページ <https://www.shoko-sc.co.jp>

E-mail会員募集中   
ホームページ>お問合せ>  
「総合お問い合わせフォーム」よりお申し込みください。



LuCa1.0-2112-1000-PP①