

## 水素・酸素安定同位体比測定用 アクアスタンダード®のご紹介

弊社では、水安定同位体比測定用ワーキングスタンダード(アクアスタンダード®)を2種類ご用意させていただいております。天然存在比において測定される水の安定同位体は環境によって大きく変動します。氷河水などは軽い同位体比を持つため、より軽いワーキングスタンダードが必要となります。測定サンプルに合わせてご利用ください。

★一般的な河川水や地下水を測定される場合は、セットCをお勧めいたします。

アクアスタンダード®	$\delta D_{vsVSMOW}(\text{‰})$	$\delta^{18}O_{vsVSMOW}(\text{‰})$	内容量	価格(円)
DOW3	0.08	-0.072	12 × 32mm Vial 10本 or 20mL 1本	27,000
SLW4	-63.9	-9.62		27,000
AGW	-143.1	-18.58		27,000
<b>3種セット価格(セットC) 68,000円</b>				

★氷河水など、同位体比が軽いと予想される場合は、セットDをお勧めいたします。

アクアスタンダード®	$\delta D_{vsVSMOW}(\text{‰})$	$\delta^{18}O_{vsVSMOW}(\text{‰})$	内容量	価格(円)
DOW4	8.61	1.46	12 × 32mm Vial 10本 or 20mL 1本	37,000
SLW5	-68.4	-10.34		37,000
AGW2	-191.6	-30.33		37,000
<b>3種セット価格(セットD) 98,000円</b>				

ご注意: 保存は密封性の高い容器に、冷暗所で保存してください。



\*\*\*\*\*お問い合わせ先\*\*\*\*\*



昭光サイエンス株式会社

〒225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南1-3-3

TEL 045-913-6688 FAX 045-913-5802

E-mail [info@shoko-sc.co.jp](mailto:info@shoko-sc.co.jp)

\*\*\*\*\*